

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI


MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

Contenitore dedicato fornito dal Centro Prelievi (non acquistabile in farmacia).



INDICAZIONI E MODALITA' DI RACCOLTA

1. Raccogliere le feci su una superficie pulita. Evitare di contaminare le feci con le urine.
2. Svitare ed estrarre dal contenitore il bastoncino con il tappo verde (non eliminare il liquido presente all'interno del contenitore).
3. Strisciare più volte il bastoncino sopra le feci immergendolo in più punti. E' sufficiente raccogliere la quantità di feci che rimane sulle scanalature della parte finale del bastoncino.
4. Inserire nuovamente il bastoncino all'interno del contenitore e chiuderlo (fare pressione fino a sentire un "click").
5. Agitare il contenitore.
6. Consegnare al Centro Prelievi al termine della raccolta. Se la ricerca viene eseguita su tre campioni raccogliere le feci in giorni diversi e consegnare tutti i campioni insieme conservandoli in ambiente refrigerato.



AVVERTENZE

Non eseguire la raccolta durante il periodo mestruale, né se affetti da emorroidi.

Attenzione: il contenitore contiene sodio azide (< 1%). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Nel caso di ingestione o contatto con occhi e cute, lavare immediatamente la parte interessata con acqua corrente ed eventualmente contattare un medico.