

RACCOLTA FECI

MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

Per **Coprocoltura (Salmonella, Shigella, Campylobacter), Yersinia, E.Coli O157, Lieviti:**

Kit per la raccolta fornito in busta sigillata sterile contenente contenitore con terreno di trasporto (Cary Blair) e tampone (tipo cotton-fioc) fornito dal Centro Prelievi.



INDICAZIONI E MODALITA' DI RACCOLTA

Raccolta con tampone

1. Raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (padella da letto, catino, vaso da notte o mettere un sacchetto di plastica nel bidet). Non raccogliere le feci dal WC. Le feci non devono essere contaminate da urina o sangue mestruale.
2. Aprire la busta ed estrarre il tampone (tipo cotton-fioc).
3. Intingere l'estremità cotonata del tampone nelle feci senza rompere l'asta.
4. Aprire il contenitore svitando il tappo. **Fare attenzione a non rovesciare il liquido presente all'interno del contenitore.**
5. Inserire il tampone nel contenitore contenente il terreno di trasporto e spezzarlo in corrispondenza del segno rosso presente sull'asta del tampone.
6. Riavvitare il tappo.
7. Chiudere il contenitore con l'apposito tappo a vite.
8. Scrivere sull'etichetta del contenitore i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e data e ora della raccolta.
9. Consegnare al Centro Prelievi. Il campione così raccolto può essere conservato a temperatura ambiente per un massimo di 18 ore.

MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

Per **Calprotectina, Clostridium Difficile, Antigeni Virali, Antigeni Batterici, Antigeni parassiti e Coprocoltura:** Contenitore sterile, in materiale plastico monouso, senza liquido conservante con etichetta per l'identificazione e con tappo munito di palettina fornito dal Centro Prelievi o acquistabile in farmacia.



INDICAZIONI E MODALITA' DI RACCOLTA

Raccolta in contenitore

1. Raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (padella da letto, catino, vaso da notte o mettere un sacchetto di plastica nel bidet). Non raccogliere le feci dal WC. Le feci non devono essere contaminate da urina o sangue mestruale.
2. Con l'apposita palettina prendere una piccola quantità di feci (circa un cucchiaino) e metterle nel contenitore. Non riempire completamente il contenitore.
3. Chiudere bene il contenitore.
4. Scrivere sull'etichetta del contenitore i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e data e ora della raccolta.
5. Consegnare al Centro prelievi (il campione così raccolto può essere conservato per un massimo di **2 ore** a temperatura ambiente o in frigorifero per l'esecuzione della **coprocoltura** e per un massimo di **18 ore** in frigorifero per le altre ricerche).